

BÜLASTIC RÜCKENSTÜTZGÜRTEL

Merkblatt



Hauptgeschäft **Weitere Standorte**

Effingerstrasse 37 CH-3008 Bern Fon 031 388 89 89 Fax 031 382 34 81	Bälliz 55 CH-3600 Thun Fon 033 222 30 55 Fax 033 222 30 26	Hammerstrasse 12 CH-4058 Basel Fon 061 691 62 70 Fax 061 693 15 52	Aaraustrasse 42 CH-5734 Reinach AG Fon 062 772 36 60 Fax 062 772 36 61	Forchstrasse 313 CH-8008 Zürich Fon 044 422 46 22 Fax 044 422 46 30	Oberer Graben 28 CH-8400 Winterthur Fon 052 209 01 90 Fax 052 209 01 91
--	---	---	---	--	--

www.ortho-team.ch
info@ortho-team.ch

BÜLASTIC RÜCKENSTÜTZGÜRTEL

Indikation

- Indiff. Schmerzen im Lenden-, Kreuz-, Gesässbereich
- Muskuläre Insuffizienz (Dysbalance),
- leichte Instabilitäten
- Rheumatischer Kreuzschmerz

Eigenschaften

- Anatomische Passform
- Stützeinlagen
- Velcro-Verschluss

Pflege / Reinigung

Der **Bülastic-Gürtel** kann gewaschen werden;
von Hand oder wie Wolle bei 30 Grad.
Nach dem Waschen nicht auf Heizkörper oder
an die Sonne legen!

Grössen

XS	=	70–80 cm
S	=	80–90 cm
M	=	90–100 cm
L	=	100–110 cm
XL	=	110–120 cm