

# PERFEKT EINSTELLBAR SecuTec® OA IM VERGLEICH

## DAS PROBLEM HERKÖMMLICHER ORTHESEN



Frontalansicht auf rechtes Bein

**01. KEINE EXAKTE ANPASSUNG AN DIE BEINFORM MÖGLICH**

**02. VERENGT DEN ABSTAND DER ORTHESEN-GELENKE**  
drückt auf die Schmerzzone

## SecuTec® OA LÖST DAS PROBLEM



Frontalansicht auf rechtes Bein


**01. ANPASSEN AN DIE BEINFORM**  
Varus- / Valgus Einstellung bis zu 25° möglich

**02. EINSTELLEN DER ENTLASTUNG**  
Orthesengelenke behalten ihren Abstand bei, dadurch wird zusätzlicher Druck auf den Schmerzpunkt verhindert.

# PROFESSIONELLE THERAPIE FÜR JEDEN VERSORGUNGSGRAD



GRAD I	GRAD I-II	GRAD II-(III)	GRAD III-(IV)	GRAD IV
<b>GenuTrain A3</b> • MIGEL NR: 05.04.05.00.1  leichte Gonarthrose  • PROPRIOZEPTION • KORREKTUR	<b>GenuTrain S</b> • MIGEL NR: 05.04.05.00.1  leichte Gonarthrose mit Gelenkinstabilitäten	<b>SofTec OA</b> •• MIGEL NR: 23.04.01.00.1  mittlere Gonarthrose mit Varusfehlstellung	<b>SecuTec OA</b> • MIGEL NR: 23.04.01.00.1  mittlere bis schwere Gonarthrose in Varus- oder Valgusfehlstellung	<b>MOS-Genu</b> • MIGEL NR: 23.04.01.00.1  schwere Gonarthrose und Post-OP



### STANDARDGRÖSSEN

Größe	1	2	3	4	5	6	7
Umfang A (cm)	38-42	41-45	44-49	48-53	51-57	54-60	60-72
Umfang B (cm)	28-32	31-35	34-38	36-40	39-43	42-46	46-51

### FÜR OPTIMALE PASSFORM

Ober- und Unterschenkelrahmen sind in unterschiedlichen Größen kombinierbar (Bauset), max. 2 Größen Differenz

Größe prox. Rahmen	1	2	3	4	5	6	7
Größe distaler Rahmen	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4,5	2,3,4,5,6	3,4,5,6,7	4,5,6,7	5,6,7

ARTIKELNUMMERN	RECHTS	LINKS
SecuTec OA Standard-Größen	1214690005060°	1214690005070°
SecuTec OA Kombinations-Größen	121469200506^>	121469200507^>

°=Grösse, ^... Größe proximal, >... Größe distal

**BAUERFEIND AG SCHWEIZ**  
Vorderi Böde 5  
5452 Oberrohrdorf  
T +41 (0) 56 485-8242  
F +41 (0) 56 485-8259  
E bestellung@bauerfeind.ch  
E info@bauerfeind.ch



# ICH HAB WAS GEGEN ARTHROSE

SecuTec® OA  
die Orthese für Varus-  
und Valgus-Gonarthrose

# SecuTec® OA

## DIE ORTHESE FÜR VARUS- UND VALGUS-GONARTHROSE

reduziert Schmerz durch schonende Krafteinleitung über den Unterschenkel bei konstantem Abstand der Orthesengelenke.

MIGEL NR: 23.04.01.00.1



### INDIKATIONEN

- mediale oder laterale Gonarthrose / Arthritis (mittel bis schwer)
- Zustand nach Knorpeltransplantation
- nach Meniskusrefixation
- Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL) mit Beinachsfehlstellung

### EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Extension 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
  - Flexion 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
  - Fixation 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- (optional - Einstellungskeile nicht im Lieferumfang enthalten)



## PASST PERFEKT

### MEHR KOMFORT FÜR IHRE PATIENTEN



### VERTEILT DRUCK OPTIMAL

- 01**
  - Gelpolster anatomisch anformbar
  - zusätzliche Keile für eine größtmögliche Kontaktfläche
- 02**
  - Seitenpolster mit Aussparung für das Fibulaköpfchen



### IST KOMFORTABLER

- Anti-Schock-Funktion in den Gelenken für flüssigere Laufbewegung
- Mikrofaser-Polster
- liegt schlank am Körper an



### PASST BESSER

- adaptive Wadenschelle mit selbstregulierendem Neigungswinkel, passt sich automatisch an
- Größen unterschiedlich kombinierbar
- verstellbarer Unterschenkelrahmen

## IHRE THERAPIE-SICHERHEIT

»Trotz Gonarthrose kann ich meinen Alltag und meine Freizeit wieder genießen.«

Simon, Pensionär und Hobby-Sportler  
Mehr zur Geschichte von Simon unter:  
[blog.bauerfeind.com](http://blog.bauerfeind.com)



### LEITLINIE

»Die Gonarthrose kann konservativ effektiv durch [...] Orthesen therapiert werden.«<sup>1</sup>

Die Anwendung von biomechanischen Hilfen ist insbesondere bei Patienten mit Co-Morbiditäten eine Therapie-Option. 100 % Zustimmung (starker Konsens).

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs-	Impf-
Gebühr	tr	6	7	8
Geb.-	geb. am	Zuzahlung		
gfl.		Arzneimittel-Hilfs-		
noctu		1. Verordnung		
Sonstige		2. Verordnung		
Unfall		3. Verordnung		
Arbeits-				
unfall				
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		
<b>REZEPTEBEISPIEL</b>				
Kostenträgerkennung		Versicherten-Nr.	Status	
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.	Datum	
<b>Rp.</b> (Bitte Leerräume durchstreichen)				
moderate / schwere mediale / laterale Gonarthrose mit Bandinstabilität, Konservative Behandlung zur zeitlichen Verzögerung einer OP				
1 × SecuTec OA, rechts zur Entlastung des medialen / lateralen Kompartiments				
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!				Abgabedatum in der Apotheke
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			