

ORTHO TEAM

WIR BEWEGEN MEHR



STEP READY 3D

INFOBLATT FÜR KUNDEN



STEP READY 3D

INDIKATION

Cerebralparese, Hemiparesen und hypotone Plegien

EIGENSCHAFTEN

Die dynamische Unterschenkelorthese wird nach Mass in modernster 3D-Technologie hergestellt. Die Federorthese hält den Fuss in einer korrigierten Stellung und verhindert, dass der Fuss in eine Fehlstellung fällt.

WIRKUNGSWEISE

Mit der dynamischen Feder, welche im Sprunggelenk 10° Dorsalexension zulässt, wird ein energiegeladenes Abrollen ermöglicht, ohne dabei die Kontrolle im Kniegelenk zu verlieren. Zudem ist die Orthese im Vergleich mit einer konventionell gefertigten Unterschenkelorthese bis zu 50% leichter.

PFLEGEHINWEISE

Die Orthese kann mit Wasser und ph-neutraler Seife ausgerieben werden. Wenn die Orthese mit Körpersekreten in Verbindung gekommen ist, so ist ein handelsübliches Desinfektionsmittel zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände des Desinfektionsmittels an der Orthese verbleiben. Es ist wichtig, die Haut täglich zu pflegen. Durch Waschen mit hautfreundlicher Seife können Sie Pilzbefall, Entzündungen und Infektionen vorbeugen.



W I R B E W E G E N M E H R

BERN

ORTHO-TEAM AG
Effingerstrasse 37
CH-3008 Bern
T. 031 388 89 89
info@ortho-team.ch

BURGDORF / LANGNAU

ORTHO-TEAM AG
Lyssachstrasse 113a
CH-3400 Burgdorf
T. 034 420 10 10
burgdorf@ortho-team.ch

THUN

ORTHO-TEAM AG
Marktgasse 17
CH-3600 Thun
T. 033 222 30 55
thun@ortho-team.ch

FRIBOURG

ORTHO-TEAM AG
Chemin de la Redoute 9
CH-1752 Villars-sur-Glâne
T. 026 323 10 23
fribourg@ortho-team.ch

BASEL

ORTHO-TEAM Bühler AG
Dufourstrasse 11
CH-4052 Basel
T. 061 691 62 70
basel@ortho-team.ch

SOLOTHURN / BIEL

ORTHO-TEAM Mattle AG
Dornacherplatz 7
CH-4500 Solothurn
T. 032 624 11 55
solothurn@ortho-team.ch

LUZERN

ORTHO-TEAM Luzern AG
Grabenhofstrasse 1
CH-6010 Kriens
T. 041 429 08 08
luzern@ortho-team.ch

ZÜRICH

ORTHO-TEAM Dynamic AG
Bühlstrasse 1
CH-8125 Zollikerberg
T. 044 422 46 22
zuerich@ortho-team.ch

SCHAFFHAUSEN

ORTHO-TEAM Partner AG
Vorstadt 67
CH-8200 Schaffhausen
T. 052 625 21 12
schaffhausen@ortho-team.ch

WINTERTHUR

ORTHO-TEAM Partner AG
Neuwiesenstrasse 69
CH-8400 Winterthur
T. 052 209 01 90
winterthur@ortho-team.ch

ST. GALLEN

ORTHO-TEAM Activ AG
Rosenbergstrasse 16
CH-9000 St. Gallen
T. 071 222 63 44
stgallen@ortho-team.ch

